

SCHEDA TECNICA

Nome prodotto: **Corona telescopica AT®**

COMPONENTE DEL DISPOSITIVO MEDICO:
"SISTEMA DI IMPIANTI AT® AT2® AT3®"



Materiale ➤ Acciaio chirurgico P558 esente da nichel.

Sterilizzazione ➤ A raggi gamma.

Confezioni

➤ 1 corona telescopica per perni transmucosi	Cod. 3075
➤ 1 corona telescopica aperta per perni transmucosi	Cod. 3078

Avvertenza ➤ Le Corone telescopiche AT® sono monouso.
Vengono fornite in fiale sterilizzate a raggi gamma.
Aprire la fiala solo immediatamente prima dell'uso.

Confezionamento ➤ Prodotto fornito in fiale di vetro.

Caratteristiche

- Permettono di ribasare su di esse le protesi provvisorie ottenendo stabilità e ritenzione ottimale e margini metallici.
- Hanno margini metallici per la guarigione ottimale dei tessuti perimplantari.

Principali utilizzazioni

- Ribasatura di protesi provvisorie.
- Vengono utilizzate quando c'è poco spazio interocclusale e vengono accorciati occlusalmente i perni transmucosi.

CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA

