

SCHEMA TECNICA

Nome prodotto: **Perni transmucosi AT®**

COMPONENTE DEL DISPOSITIVO MEDICO:
"SISTEMA DI IMPIANTI AT® AT2® AT3®"



- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Materiale | ➤ Acciaio chirurgico P558 esente da nichel. | |
| Parallelizzazione | ➤ Fino a 45° in qualsiasi direzione. | |
| Sterilizzazione | ➤ A raggi gamma. | |
| Confezioni | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 perno per impianti lunghi 7mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 8mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 9mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 10mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 11mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 12mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 13mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 14mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 15mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 16mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 17mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 18mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 19mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 20mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 21mm ➤ 1 perno per impianti lunghi 22mm | <ul style="list-style-type: none"> Cod. 3050 Cod. 3062 Cod. 3063 Cod. 3052 Cod. 3064 Cod. 3065 Cod. 3054 Cod. 3066 Cod. 3067 Cod. 3056 Cod. 3068 Cod. 3069 Cod. 3058 Cod. 3070 Cod. 3071 Cod. 3060 |
| Avvertenza | <ul style="list-style-type: none"> ➤ I Perni transmucosi AT® non accorciabili sono monouso. Vengono forniti in fiale sterilizzati a raggi gamma. Aprire le fiale solo immediatamente prima dell'uso. | |
| Confezionamento | ➤ Prodotto fornito in fiale di vetro. | |
| Caratteristiche | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si adattano perfettamente al foro interno dei corrispondenti impianti. ➤ Vengono cementati come se fossero perni moncone a pareti parallele e con estremità antirotatoria. | |

CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA

